

Степперы и наконечники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jba@nt-rt.ru || сайт: <https://joanlab.nt-rt.ru>



Артикул 4540002

Шаговая пипетка Степпер представляет собой легкий и удобный прибор для дозирования жидкости. Он позволяет быстро раскапывать реагенты до 44 раз без повторного заполнения наконечника. Универсальная рукоятка Степпера может работать с 7 типами наконечников различного размера, что позволяет дозировать объемы от 10 до 5000 мкл. Шаговая пипетка Степпер представляет собой легкий и удобный прибор для дозирования жидкости. Он позволяет быстро раскапывать реагенты до 44 раз без повторного заполнения наконечника. Универсальная рукоятка Степпера может работать с 7 типами наконечников различного размера, что позволяет дозировать объемы от 10 до 5000 мкл. С любым типом наконечника можно дозировать пять различных объемов. Работать с пипеткой Степпер очень просто. Нужно просто надеть соответствующий наконечник, заполнить его жидкостью и установить требуемый объем (для работы с наконечниками 25 мл и 50 мл необходимо использовать специальный адаптер). Теперь можно начать раскапывать реагент в пробирки, планшеты, стрипы и т.д. Рукоятка шаговой пипетки специально сделана таким образом, чтобы обеспечить комфортные и эргономичные условия работы. Уникальный упор шаговой пипетки и операционная кнопка позволяют оператору легко справляться с работой одной рукой. Шаговая пипетка работает по принципу прямого вытеснения жидкости, что особенно удобно при работе с агрессивными и вязкими жидкостями.

Шаговая пипетка Степпер Легкий вес Удобная и легкая работа одной рукой 7 размеров наконечников для дозирования жидкостей от 10 до 5000 мкл 5 выставляемых объемов дозирования с одним наконечником Удобный захват ручки Легко выставляемый объем дозирования Легкий забор жидкости Таблица объемов дозирования на рукоятке Шаговая пипетка Степпер

Легкий вес Удобная и легкая работа одной рукой Удобный захват ручки

Легко выставляемый объем дозирования Легкий забор жидкости

Таблица объемов дозирования на рукоятке Число каналов 1



Шаговый дозатор Степпер

Кат. номер	Модель	Диапазон дозирования
4540002	Шаговый дозатор Степпер (адаптер и 7 различных наконечников входят в комплект поставки)	10-5000 мкл

Таблица соответствия объема дозирования и наконечника Степпера

Положение колеса	1	2	3	4	5	
Количество доз	44	22	15	11	9	
	Дозируемый объем, мкл					Наименования наконечника
	10	20	30	40	50	Наконечники Степпера 0.5 мл
	25	50	75	100	125	Наконечники Степпера 1.25 мл
	50	100	150	200	250	Наконечники Степпера 2.5 мл
	100	200	300	400	500	Наконечники Степпера 5 мл
	250	500	750	1000	1250	Наконечники Степпера 12.5 мл
	500	1000	1500	2000	2500	Наконечники Степпера 25 мл
	1000	2000	3000	4000	5000	Наконечники Степпера 50 мл

Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +35 Действующее свидетельство об утверждении типа средств измерения Дозатор пипеточный одноканальный должен поставляться с отметкой о первичной поверке со сроком действия не менее 9-ти месяцев Комплектность: Дозатор пипеточный одноканальный Многофункциональный ключ Образцы наконечников (1 шт.) Кольцо уплотнительное Тюбик с высококачественной смазкой Пенал упаковочный Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке Методика поверки Вес 175 грамм Адаптер для наконечников 50 мл

Особенности: усовершенственная эргономическая конструкция гарантирует максимально комфортную работу; удобная ручка дозатора снижает усилия при рутинном пипетировании; легко считываемый дисплей; низкая удельная теплопроводность двойного корпуса пипетки: колебания температуры не влияют на точность дозирования; легко разбираются для технического обслуживания с помощью прилагаемых материалов и инструкций; калибруются в лаборатории по международным правилам GLP с помощью весов пользователя и инструкции по эксплуатации; легкий сброс наконечников; конус пипетки может автоклавироваться для обеспечения защиты от контаминации; эффективный механизм "супервыталкивания" жидкости; Совместимость с большинством стандартных наконечников

Нестерильные наконечники Степпера

Кат. номер	Модель	Дозируемый объем, мкл	Объем, мкл	Точность, %	Воспроизводимость, CV %	Кол-во в упаковке
9404170	Наконечники Степпера 0.5 мл	10, 20, 30, 40, 50	10 50	± 2.5 ± 2.0	3,0 2,5	100 шт.
9404180	Наконечники Степпера 1.25 мл	25, 50, 75, 100, 125	25 125	± 2.0 ± 1.5	3,0 2,0	100 шт.
9404190	Наконечники Степпера 2.5 мл	50, 100, 150, 200, 250	50 250	± 2.0 ± 1.5	2,5 2,0	100 шт.
9404200	Наконечники Степпера 5 мл	100, 200, 300, 400, 500	100 500	± 1.5 ± 1.0	2,0 1,0	50 шт.
9404210	Наконечники Степпера 12.5 мл	250, 500, 750, 1000, 1250	250 1250	± 1.5 ± 1.0	2,0 1,0	50 шт.
9404220	Наконечники Степпера 25 мл	500, 1000, 1500, 2000, 2500	500 2500	± 1.0 ± 1.0	1,0 1,0	20 шт.
9404230	Наконечники Степпера 50 мл	1000, 2000, 3000, 4000, 5000	1000 5000	± 1.0 ± 1.0	1,0 1,0	10 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jba@nt-rt.ru || сайт: <https://joanlab.nt-rt.ru>