

Колбонагреватели HMSC, HMS, HMC, HM, HWET

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jba@nt-rt.ru || сайт: <https://joanlab.nt-rt.ru>



- 1.Простота использования.
- 2.Равномерный нагрев, быстрый нагрев.
- 3.Малый ход.
- 4.Точный контроль температуры.

Технические данные нагревательного кожуха

		Емкость	Функция	Мощность нагрева	Температура нагрева
	NM	50мл 100мл 250мл 500мл 1000мл 2000мл 3000мл 5000мл 10000мл 20000мл	Электронная терморегуляция	100-2400 Вт	Комнатная температура~380°C
	HMC		Цифровая терморегуляция	100-2400 Вт	Комнатная температура~300°C

	HMS		Магнитное перемешивание и нагревание	100-2400 Вт	Комнатная температура~380°C
	HMSC		Магнитное перемешивание и цифровая терморегуляция	100-2400 Вт	Комнатная температура~300°C

Quality guarantee

INNER CORE

Insulation material is high temperature E-glass fiber.
Corrosion resistance, durability and high temperature resistance.




High accuracy

LCD digital display

Accurate speed and temperature control




Safe and reliable

Magnetic Stirrer

Magnetic stirring function optional, various kinds of capacity for choices.
Speed and temp control.




Convenient

Temperature probe and support

Monitoring and controlling sample temperature in real time.
Height adjustment, easy to operate.





Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 10 литров с магнитной мешалкой Joanlab

Артикул 22757-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 10 литров с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 10 литров с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 21

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 470
- ширина 470
- высота 360

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой

Показатели надёжности:

- средний срок службы не менее, лет 5

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 10 литров с магнитной мешалкой Joanlab

Область применения: Медицина/ Клинико-диагностических лаборатории/ Экологические лаборатории / Научно-исследовательские лаборатории

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 10 литров с магнитной мешалкой Joanlab имеет множество функций, сохраняя при этом простоту использования.



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 100 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Артикул 22750-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 100 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 100 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
 - напряжением, В 230
- Масса колбонагревателя, не более, кг 4,5
- Габариты колбонагревателя, не более, мм:
- длина 370
 - ширина 250
 - высота 240

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 1000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22753-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 1000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 1000 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 5,5

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 460
- ширина 330
- высота 290

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 20 литров с магнитной мешалкой Joanlab

22758-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 20 литров с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 20 литров с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 24

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 550
- ширина 550
- высота 400

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 2000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22754-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 2000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 2000 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 7

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 460
- ширина 330
- высота 290

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 250 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22751-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 250 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 250 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 4,5

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 370
- ширина 250
- высота 240

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 3000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22755-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 3000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 3000 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 7

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 460
- ширина 330
- высота 290

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 500 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22752-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 500 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 500 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50

- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 4,5

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 370

- ширина 250

- высота 240

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 5000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

22756-HWET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 5000 мл с магнитной мешалкой Joanlab

Потребляемая мощность, не более, Вт 250

Колбонагреватель HWET для круглодонных колб 5000 мл с магнитной мешалкой Joanlab предназначен для работы от сети переменного тока:

- частотой, Гц 50
- напряжением, В 230

Масса колбонагревателя, не более, кг 10

Габариты колбонагревателя, не более, мм:

- длина 570
- ширина 350
- высота 420

Диапазон рабочих температур термостата, С до 300

Погрешность стабилизации температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,3

Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7

Тип управления: электронно-цифровой



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------